Бичина Марина, Карташов Константин Б04-005, Лабораторная работа №. 5.1.1 «Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и определение постоянной Планка»

Цель работы:

- 1. Исследовать зависимость фототока от
 - (а) величины задерживающего потенциала
 - (b) частоты падающего излучения
- 2. вычислить постоянную Планка

Теоретическая справка:

Фотоэффект — явление испускания электронов фотокатодом, облучаемым светом. Это явление хорошо объясняется фотонной теорией света: взаимодействие монохроматического света с веществом можно описывать как взаимодействие с веществом частиц, называемых фотонами, которые обладают энергией $\hbar\omega$ и импульсом $\hbar\omega/c$. При столкновении фотона с электроном фотокатода энергия фотона полностью передается электрону, и фотон прекращает свое существование. Энергетический баланс этого взаимодействия для вылетающих электронов описывается уравнением

$$\hbar\omega = E_{max} + W \tag{1}$$




Рис. 1: Зависимость фототока от напряжения на аноде фотоэлемента

Где E_{max} – максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из фотокатода

W — работа выхода электрона из катода (реально энергетический спектр вылетевших из фотокатода электронов непрерывен — он простирается от нуля до E_{max})

Для измерения энергии вылетевших фотоэлектронов вблизи фотокатода обычно располагается анод, на который подается задерживающий (V < 0) или ускоряющий

(V > 0) потенциал. При достаточно больших ускоряющих напряжениях фототок достигает насыщения (рис. 1): все испущенные электроны попадают на анод.

При задерживающих потенциалах на анод попадают лишь электроны, обладающие достаточно большой кинетической энергией, в то время как медленно движущиеся электроны заворачиваются полем и возвращаются на катод. При некотором значении $V = -V_0$ (потенциал запирания) даже наиболее быстрые фотоэлектроны не могут достичь анода. Следовательно, максимальная кинетическая энергия E_{max} электронов связана с запирающим потенциалом V_0 соотношением $E_{max} = eV_0$. Тогда (1) примет вид, называемый **уравнением Эйнштейна**:

$$eV_0 = \hbar\omega - W \tag{2}$$

Чтобы определить величину запирающего напряжения, надо правильно экстраполировать получаемую токовую зависимость к нулю, т. е. определить, какова функциональная зависимость I(V). Расчет для плоского катода, освещаемого светом, и параллельному ему аноду приводит к зависимости

$$\sqrt{I} \propto V_0 - V \tag{3}$$

т. е. корень квадратный из фототока линейно зависит от запирающего напряжения

В работе изучается зависимость фототока из фотоэлемента от величины задерживающего потенциала V для различных частот света ω , лежащих в видимой области спектра. С целью экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна определяются потенциалы запирания V_0 при разных частотах света и строится зависимость $V_0(\omega)$, которая, как это следует из (2), должна иметь вид

$$V_0(\omega) = \frac{\hbar\omega - W}{e} \tag{4}$$




Рис. 2: Зависимость запирающего потенциала от частоты света

Потенциал запирания V_0 для любого катода линейно зависит от частоты света ω . По наклону прямой на графике $V_0(\omega)$ (рис. 2) можно определить постоянную Планка:

$$\frac{dV_0}{d\omega} = \frac{\hbar}{e} \tag{5}$$

Как показывает формула (5), угол наклона прямой $V_0(\omega)$ не зависит от рода вещества, из которого изготовлен фотокатод.

Описание установки: Принципиальная схема установки представлена на рисунке 3 Установка состоит из:




Рис. 3: Принципиальная схема установки

- 1. Источника света S (лампа накаливания), свет от которого фокусируется входную на щель с помощью конденсора
- 2. Призменного монохроматора УМ-2, выделяющего узкий спектральный интервал
- 3. Фотоэлемента ФЭ (конструктивно представляет собой откачанный до высокого вакуума стеклянный баллон диаметром 25 мм и высотой 30 мм, внутри которого расположены фотокатод и анод)
- 4. Усилителя постоянного тока

Ход работы:

1. Произведем градуировку монохроматора

Выводы:

1.