Лабораторная работа №1.3.3 Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Бичина Марина группа Б04-005 1 курса ФЭФМ $5~{\rm mas}~2021~{\rm r}.$

1 Аннотация

Цель работы:

- 1. экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса
- 2. выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха

Оборудование:

- 1. система подачи воздуха (компрессор, проводящие трубки)
- 2. газовый счетчик барабанного типа
- 3. спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном
- 4. набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра
- 5. секундомер

2 Теоретическая часть:

Характер течения в трубе может быть ламинарным либо турбулентным. Для определения характера течения пользуются безразмерной величиной – числом Рейнольдса:

 $Re = \frac{\rho ua}{\eta}$

где

- 1. ρ плотность среды
- 2. и характерная скорость потока
- 3. η коэффициент вязкости среды
- 4. а характерный размер системы

При достаточно малых значениях числа Рейнольдса, движение является ламинарным. После достижения некоторого критического значения, характер движения изменяется на турбулентный. В гладких трубах круглого сечения переход от ламинарного движения к турбулентному происходит при $Re \approx 10^3$

Для ламинарного движения объем газа V, протекающий за время t по трубе длиной l, можно рассчитать по формуле Пуазейля:

$$Q_v = \frac{\pi r^4}{8l\eta} (P_1 - P_2) \tag{1}$$

Величина Q_v – называется расходом. Формула (1) позволяет определить вязкость жидкости по расходу.




Рис. 1: Экспериментальная установка

2.1 Описание установки:

Данные установки:

1. Диаметры труб:

$$d_1 = 3.90 \pm 0.05$$
mm $d_2 = 5.25 \pm 0.05$ mm $d_3 = 3.00 \pm 0.10$ mm

2. Коэффициент для перевода давления в Па:

$$k = C \cdot rac{\gamma_{ ext{cпирт залитый}}}{\gamma_{ ext{cпирт приборный}}} \cdot K \cdot 9.81 = 1.96$$

3. Расстояния между разъёмами на трубах:

$$l_1 = 50 \pm 0.1 \; \mathrm{cm},$$
 $l_2 = 40 \pm 0.1 \; \mathrm{cm},$ $l_3 = 30 \pm 0.1 \; \mathrm{cm},$ $l_4 = 11 \pm 0.1 \; \mathrm{cm}.$

Через кран К в экспериментальную установку попадает газ под давлением чуть более высоким, чем атмосферное. За краном К установлен U-образный манометр показывающий разницу в давлении между входящим воздухом и атмосферой. Если давление в установке поднимается выше допустимого вода в манометре поднимается в баллон Б, который издаёт звук оповещающий экспериментатора. Далее воздух проходим через газовый счётчик, измеряющий объём прошедшего через него газа. После этого газ проходит через одну из двух трубок с заглушками, к которым можно подключать концы микроманометра.

2.2 Контрольные вопросы:

1. Что такое коэффициент вязкости? Сформулируйте закон Ньютона для вязкого трения и укажите границы его применимости в газах.

Силы вязкого («внутреннего») трения возникают между соседними слоями жидкости при ее движении, а также со стороны стенок трубы. Описываются они с помощью закона Ньютона:

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{dv_x}{dy} \tag{2}$$

где:

- 1) au_{xy} касательное напряжение
- 2) v_x скорость течения вдоль оси х
- 3) у координата у
- 4) η –вязкость; $\eta \sim \frac{1}{3}\rho \overline{v}\lambda$ для идеального газа (λ длина свободного пробега молекул газа относительно столкновений друг с другом)
- 2. Что такое число Рейнольдса? Покажите, что число Рейнольдса есть отношение кинетической энергии жидкости к работе сил трения в единице объёма.

Безразмерная величина, показывающая характер течения жидкости – число Рейнольдса:

 $Re = \frac{\rho ua}{\eta}$

3. Опишите основные характеристики течения Пуазейля. Как меняется давление вдоль трубы? Как меняется скорость течения в сечении трубы? Каково отношение средней и максимальной скоростей течения?

Течение Пуазеля работает только для ламинарных потоков. Давление в трубе является линейно убывающей функцией координаты:

$$P(x) = P_0 - \frac{\Delta P}{l}x$$

Средняя скорость вдвое меньше максимальной, имеет место параболическое распределение скоростей.

4. Перечислите условия применимости формулы Пуазейля. С какой точностью эти условия выполняются в вашем опыте?

Для применения формулы Пуазейля, необходимо иметь:

- 1) трубу с гладкими стенками
- 2) малость чисел Рейнольдса
- 3) условие несжимаемости газа

Гладкость обеспечивается малостью диаметра трубки по сравнению с ее длиной. Малость чисел Рейнольдса мы можем обеспечить, выполняя задание не выходя за рамки критического значения $Re \approx 10^3$. Условие несжимаемости рассмотрено ниже

5. С какой точностью течение газа в условиях опыта можно считать несжимаемым? Вычислите максимальное число Маха (отношение скорости течения к скорости звука) в условиях опыта

Максимальное ΔP полученное на опыте $\Delta P_{\rm max} \approx 310$ Па. При этом атмосферное давление $P_0 = 10^5$ Па, то есть $\Delta P/P \sim 10^{-3}$, из-за чего можно считать, что газ практически не сжимается.

Максимальную скорость можно оценить как $u_{\rm max}=2\langle u\rangle=Q/(\pi R^2)$. $Q_{\rm max}\approx 0.12~{\rm g/c}$, найдём $u_{\rm max}=0.12\cdot 10^{-3}/(\pi\cdot 0.0039^2)=2.5~{\rm g/c}$. Максимальное число маха $M_{\rm max}=u_{\rm max}/c=2.5/340\sim 0.01$.

6. Что такое ламинарное и турбулентное течение? При каких условиях течение может стать турбулентным? Как переход к турбулентности можно обнаружить на опыте?

При ламинарном движении поле скоростей образует набор непрерывных линий тока, а слои жидкости не перемешиваются между собой. Давление на манометре в таком случае постоянно.

При турбулентном движении образуются вихри, активно перемешиваются слои. В таком случае на манометре можно увидеть заметные колебания, поскольку существуют существенные флуктуации скорости течения и давления.

Переход к турбулентности происходит после некоторого увеличения расхода газа, поскольку вместе с этим возрастает число Рейнольдса (происходит увеличение сверх критического значения)

7. По экспериментальному значению коэффициента вязкости оцените размеры молекул воздуха

Возьмём $\eta = 1.7 \cdot 10^{-5} \; \Pi \text{a} \cdot \text{c}$:

$$\begin{split} \eta \sim & \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda = \frac{1}{3} \rho \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \frac{1}{n\sigma} = \frac{1}{3} \rho \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \frac{\mu}{N_a \rho \sigma} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{3RT\mu}}{N_a \sigma}, \\ \sigma = & \frac{1}{3} \frac{\sqrt{3RT\mu}}{N_a \eta} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{3 \cdot 8.314 \cdot 300 \cdot 0.029}}{6 \cdot 10^{23} \cdot 1.7 \cdot 10^{-5}} = 4.8 \cdot 10^{-19} \mathrm{m}^2 = 48 \ \mathring{A}^2, \\ r = & \sqrt{\frac{\sigma}{\pi}} = \sqrt{\frac{48}{\pi}} \approx 4 \ \mathring{A}. \end{split}$$

8. Как вязкость газа зависит от его температуры и давления? Оцените погрешность измерения коэффициента вязкости в вашем опыте, обусловленную неопределенностью в параметрах окружающей среды (температура, давление, влажность)

Из п
7 имеем зависимость вязкости от температуры как $\eta \sim sqrtT$

9. Какие независимые безразмерные комбинации можно составить из параметров задачи о течении несжимаемой жидкости по прямой трубе? Каков, согласно

теории размерностей, общий вид зависимости расхода от перепада давления $Q(\Delta P)$?

Из параметров задачи о течении несжимаемой жидкости по прямой трубе можно составить 2 независимые безразмерные комбинации: число Рейнольдса и некоторую функцию $\psi=\frac{R\Delta P}{l\rho u^2}$ где ψ – это отношение перепада давления в трубе к скоростному напору.

Общий вид зависимости расхода от перепада давления $Q(\Delta P)$ при ламинарном режиме:

$$Q = const \cdot \frac{R^4}{\eta} \cdot \frac{\Delta P}{l}$$

10. Пользуясь методом размерностей, рассмотрите задачу о силе сопротивления, действующей на шарик радиусом r, обтекаемый потоком несжимаемой жидкости со скоростью u, имеющей плотность ρ и вязкость η . Покажите, что 1) если сила прямо пропорциональна скорости, то имеет место закон Стокса $F \sim \eta u r$, 2) если сила со-противления не зависит от вязкости, то зависимость имеет вид $F \sim \rho u^2 r^2$.

$$1) \ F = \left[\frac{\mathbf{K}\Gamma \cdot \mathbf{M}}{\mathbf{c}^2}\right], \ \eta = \left[\frac{\mathbf{K}\Gamma}{\mathbf{M} \cdot \mathbf{c}}\right], \ u = \left[\frac{\mathbf{M}}{\mathbf{c}}\right], \ r = [\mathbf{M}] \to F = \left[\frac{\mathbf{K}\Gamma}{\mathbf{M} \cdot \mathbf{c}} \cdot \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{c}} \cdot \mathbf{M}\right] = \eta u r$$

2)
$$F = \left[\frac{\mathrm{K}\Gamma \cdot \mathrm{M}}{\mathrm{c}^2}\right], \ \rho = \left[\frac{\mathrm{K}\Gamma}{\mathrm{M}^3}\right], \ u = \left[\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{c}}\right], \ r = [\mathrm{M}] \to F = \left[\frac{\mathrm{M}^2}{\mathrm{c}^2} \cdot \frac{\mathrm{K}\Gamma}{\mathrm{M}^3} \cdot \mathrm{M}^2\right] = u^2 r^2 \rho$$

3 Ход работы:

- 1. Подготовим установку к работе:
- 2. Проведём предварительный запуск установки и убедимся в её работоспособности:
 - 1) Подсоединим манометр к двум соседним выводам на конце одной из трубок (рекомендуется начать с трубки диаметром $d \approx 4$ мм). Убедимся, что все отверстия, кроме одного выходного плотно завинчены пробками.
 - 2) Убедимся, что кран K, соединяющий компрессор с установкой, закрыт. Включим компрессор. Переведите рычажок микроманометра в рабочее положение (+).
 - 3) Медленно приоткрывая кран К и непрерывно контролируя показания микроманометра, создадим небольшой поток воздуха через трубку.
 - 4) Пронаблюдаем за показаниями приборов в зависимости от интенсивности потока через трубку. Убедимся в том, что при неизменном положении крана К показания манометра стабильны, а стрелка расходомера вращается равномерно.
- 3. Проведем предварительные расчёты:
 - 1) Рассчитаем значение расхода $Q_{\rm kp}$, при котором число Рейнольдса в трубке станет равным критическому $Re_{\rm kp}\approx 10^3$. Для предварительной оценки прими вязкость воздуха равной $\eta_{\rm возд}\approx 2\cdot 10^{-5}~{\rm \Pi a\cdot c}$, плотность воздуха

определим по уравнению идеального газа. В качестве характерной скорости потока используем её среднее значение $\bar{u} = Q/\pi R^2$.

$$Re = \frac{\rho \bar{u}a}{\eta} = \frac{\rho Qa}{\pi R^2 \eta}$$

$$Q = \frac{Re\pi R\eta}{\rho} = \frac{10^3 \cdot 3.14 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}} \approx 10^{-4} \frac{\text{MJ}^3}{\text{c}} = 0.1 \frac{\text{J}^3}{\text{c}}$$

4. Найдем вязкость воздуха для трубки диаметром $d = 3.90 \pm 0.05$ мм: На основании экспериментально полученных данных построим таблицу 1. Выделенное значение соответствует давлению, при котором характер движения воздуха был изменен на турбулентное:

ΔP , Πa	18	37	59	78	98	118	139	157	196	235	274	314
$Q \cdot 10^{-3} \; \pi/c$	11.46	22.84	35.96	47.50	59.27	69.34	80.50	87.16	94.36	102.03	109.16	115.66

Таблица 1: Значения показаний, снятых с установки

5. По полученным данным построим график зависимости $\Delta P(Q)$, воспользовавшись методом наименьших квадратов y=a+bx:

$$b = \frac{\langle xy\rangle - \langle x\rangle\langle y\rangle}{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} \qquad b = \frac{\langle Q\Delta P\rangle - \langle Q\rangle\langle \Delta P\rangle}{\langle Q^2\rangle - \langle Q\rangle^2} \tag{3}$$


Погрешность в этом случае можно найти по формуле:

$$\sigma_b \approx \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{\langle \Delta P^2 \rangle - \langle \Delta P \rangle^2}{\langle Q^2 \rangle - \langle Q \rangle^2} - b^2}$$
 (4)

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline \langle Q \rangle & \langle \Delta P \rangle & \langle Q \cdot \Delta P \rangle & \langle Q^2 \rangle & \langle \Delta P^2 \rangle \\ \hline 46.7 \cdot 10^{-3} & 78.14 & 4579.8 \cdot 10^{-3} & 2714.8 \cdot 10^{-6} & 7729.6 \\ \hline \end{array}$$

$$b = \frac{4579.8 \cdot 10^{-3} - 46.7 \cdot 10^{-3} \cdot 78.14}{2714 \cdot 10^{-6} - (46.7 \cdot 10^{-3})^2} = 1.7 \cdot 10^3$$

$$\sigma_b = \frac{1}{\sqrt{7}} \sqrt{\frac{7729.6 - 78.14^2}{2714 \cdot 10^{-6} - (46.7 \cdot 10^{-3})^2}} = 0.66 \cdot 10^3$$



Выразим η из формулы Пуазейля и подставим значения:

$$\eta = \frac{\pi R^4}{8l} \frac{\Delta P}{Q} = \frac{\pi \cdot 0.0039^4}{8 \cdot 2^4 \cdot 0.5 \cdot 0.55 \cdot 10^{-6}} = 2.06 \cdot 10^{-5} \Pi a \cdot c,$$

$$\sigma_{\eta} = \eta \cdot \sqrt{4 \cdot \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2},$$

$$\sigma_{\eta} = 2.06 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{4 \cdot \left(\frac{0.05}{3.9}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{50}\right)^2 + \left(\frac{0.01}{0.55}\right)^2} = 0.07 \cdot 10^{-5}.$$

Получили $\eta = (2.06 \pm 0.07) \cdot 10^{-5} \; \Pi a \cdot c.$


Далее рассчитаем критическое число Рейнольдса для воздуха, учитывая, что турбулентности начались при $Q=0.09~\mathrm{n/c}$:

$$Re_{\text{kp}} = \frac{\rho \langle u \rangle d}{\eta} = \frac{4Q\rho d}{\eta \pi d^2} = \frac{4Q\rho}{\eta \pi d} = \frac{4 \cdot 0.09 \cdot 10^{-3} \cdot 1.2}{2.06 \cdot 10^{-5} \cdot \pi \cdot 0.0039} \approx 1700$$

6. Найдем вязкость воздуха для трубки диаметром $d=5.25\pm0.05$ мм: Занесем в таблицу 2 данные, полученные в эксперименте для трубы $d=5.25\pm0.05$ мм. По аналогии воспользуемся МНК:

$$\frac{\Delta P}{Q} = \frac{3.616 - 37.24 \cdot 0.0808}{6661 \cdot 10^{-3} - (72 \cdot 10^{-3})^2} \approx 0.4 \cdot 10^3 \; \text{s}/(\text{c} \cdot \Pi\text{a}),$$

$$\sigma_{\frac{\Delta P}{Q}} = 2.14 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{1671 - 37.24^2}{0.00783 - 0.0808^2} - (0.4 \cdot 10^3)^2} \approx 5 \cdot 10^4 \, \text{m/(c} \cdot \Pi a).$$



Найдём η:

$$\eta = \frac{\pi \cdot 0.00525^4}{8 \cdot 2^4 \cdot 0.5 \cdot 2.14 \cdot 10^{-6}} = 1.74 \cdot 10^{-5} \Pi a \cdot c,$$

$$\sigma_{\eta} = \eta \cdot \sqrt{4 \cdot \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2},$$

$$\sigma_{\eta} = 1.74 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{4 \cdot \left(\frac{0.05}{5.25}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{50}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{2.14}\right)^2} = 0.02 \cdot 10^{-5}.$$

Получили $\eta=(1.74\pm0.02)\cdot 10^{-5}$ Па · с. Найдём критическое число Рейнольдса при $Q=0.13~\mathrm{n/c}$:

$$Re_{\text{kp}} = \frac{4Q\rho}{\eta\pi d} = \frac{4\cdot0.13\cdot10^{-3}\cdot1.2}{1.74\cdot10^{-5}\cdot\pi\cdot0.00525} \approx 2200$$

7. Найдём зависимость ΔP от положения концов манометра на трубе.

Будем измерять перепад давления на разных участках трубы при одинаковом расходе воздуха. Для этого будем подключать концы манометра к разъёмам на трубе. Данные покажем на графике.





Рис. 2: Положение разъёмов на трубе



4 Выводы:

1. Получили два разных значений для вязкости воздуха и $Re_{\rm kp}$ при разных диаметрах труб.

$$\eta_1 = (2.06 \pm 0.07) \cdot 10^{-5} \text{ Ha} \cdot \text{c}, Re_{\text{kp1}} = 1700,$$

$$\eta_2 = (1.74 \pm 0.02) \cdot 10^{-5} \text{ Ha} \cdot \text{c}, Re_{\text{kp2}} = 2200.$$

- 2. Показали линейную зависимость ΔP от длины. При этом нашли резкий перепад давления на промежутке между 1 и 2 разъёмом.
- 3. Убедились, что в данном случае можно использовать закон Пуазейля
- 4. На последнем графике обнаружили особенность, что при включении участка, равного $11 \, \text{см}$, давление повышается на $\approx 18 \, \text{мм}$ вод ст. Это может быть связано с тем, что на участке 1-2 воздух не прошел длину установления потока, что увеличивает давление